



Duże statywy na probówki (PP)



Stabilne statywy przeznaczone do przygotowywania i przechowywania większej ilości próbek. Wykonane z polipropylenu. Możliwość sterylizacji parowej do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Na probówki	Liczba miejsc	Kolor
	B-7842	Duży statyw z PP na probówki	327 x 267 x 91 mm	10-13 mm	216 miejsc	biały
	B-7844	Duży statyw z PP na probówki	327 x 267 x 91 mm	10-13 mm	216 miejsc	niebieski
	B-7841	Duży statyw z PP na probówki	327 x 267 x 91 mm	13-16 mm	120 miejsc	biały
	B-7843	Duży statyw z PP na probówki	327 x 267 x 91 mm	13-16 mm	120 miejsc	niebieski

Opis

Stabilne statywy przeznaczone do przygotowywania i przechowywania większej ilości próbek. Wykonane z polipropylenu. Możliwość sterylizacji parowej do 121°C.