



## Fartuchy laboratoryjne - wielorazowe

### Fartuch tekstylny:

Ciemny, jednostronnie gumowany fartuch na bazie tekstyliów. Z paskiem tekstylnym do zawiązania na plecach.

### Fartuch winylowy:

Przeźroczysty, mocny fartuch winylowy. Na brzegach wzmocniony białą tasiemką tekstylną. Powierzchnia gładka, bez porów. Łatwy w czyszczeniu.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                 | Materiał                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2-2065  | Fartuch laboratoryjny | tekstylny, ciemny, gumowany |
|  | 2-2068  | Fartuch laboratoryjny | wynylowy, przeźroczysty     |

### Opis

#### Fartuch tekstylny:

Ciemny, jednostronnie gumowany fartuch na bazie tekstyliów. Strona wewnętrzna w kolorze szarym, dzięki czemu nie dochodzi do zabrudzenia ubrań przy odwrotnym założeniu. Z paskiem tekstylnym do zawiązania na plecach.

**Wymiary (szer. x dł.):** 93 x 105 cm.

#### Fartuch winylowy:

Przeźroczysty, mocny fartuch winylowy. Na brzegach wzmocniony białą tasiemką tekstylną. Powierzchnia gładka, bez porów. Łatwy w czyszczeniu.

**Wymiary (szer. x dł.):** 93 x 105 cm.