



## Fartuch ochronny Cryo-Apron<sup>®</sup>



Przeznaczony do prac w bardzo niskich temperaturach. Chroni przed rozpryskami i parami kriogenicznymi. Całkowicie wolny od azbestu. W 100% wodoodporny. Dwustronny. Z regulowanymi paskami w talii i na szyi. Odporny na większość substancji chemicznych. Antystatyczny. Nadaje się do pracy w pomieszczeniach sterylnych. Może być prany w pralkach.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                 | Długość |
|-----------|---------|-----------------------|---------|
|           | T-2201  | Fartuch ochronny krio | 92 cm   |
|           | T-2202  | Fartuch ochronny krio | 107 cm  |
|           | T-2203  | Fartuch ochronny krio | 122 cm  |
|           | T-2204  | Fartuch ochronny krio | 138 cm  |

### Opis

Niezbędnym elementem ochronnym w pracy skrajnych warunkach temperaturowych jest dobry fartuch ochronny. Cryo-Apron<sup>®</sup> to fartuch laboratoryjny zapewniający ochronę tułowia i górnej części nóg. Materiał z którego jest wykonany chroni przed temperaturami od -160°C do +150°C. Wielowarstwowa budowa powoduje że, może być stosowany w pracy z suchym lodem, ciekłym azotem lub podczas pracy przy autoklawie. Fartuchy Cryo-Apron<sup>®</sup> są w 100% wodoodporne i całkowicie wolne od azbestu. Ten element ochronnej garderoby pasuje na różne typy sylwetek ponieważ jest wyposażony w regulowane paski w talii i na szyi, zapinane na klamry.

### Cechy:

- **szerokość:** 61 cm,
- **zakres ochrony:** od -160°C do +150°C,
- **wodoodporny,**
- **dwustronny,**
- **odporny na większość substancji chemicznych,**
- **antystatyczny,**
- **może być prany w pralce.**