



Statywy ComfoRack 13

Simport

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Kolor	Liczba miejsc	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	A-733151	Statywy ComfoRack 13	o śr. do 13 mm	liliowe	84 miejsca	296 x 115 mm x 54 mm	2 szt.
	A-733152	Statywy ComfoRack 13	o śr. do 13 mm	niebieskie	84 miejsca	296 x 115 mm x 54 mm	2 szt.
	A-733153	Statywy ComfoRack 13	o śr. do 13 mm	zielone	84 miejsca	296 x 115 mm x 54 mm	2 szt.
	A-733154	Statywy ComfoRack 13	o śr. do 13 mm	żółte	84 miejsca	296 x 115 mm x 54 mm	2 szt.
	A-733155	Statywy ComfoRack 13	o śr. do 13 mm	pomarańczowe	84 miejsca	296 x 115 mm x 54 mm	2 szt.
	A-733159	Statywy ComfoRack 13	o śr. do 13 mm	różnokolorowe	84 miejsca	296 x 115 mm x 54 mm	5 szt.

Opis

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

ComfoRack 13: na 84 probówki o średnicy do 13 mm.

Wymiary (wys. x dł. x szer.): 64 x 296 x 115 mm.

Statywy ComfoRack na pozostałe rozmiary probówek:

[A-733161 i nast. – średnica do 16 mm](#)

[A-733171 i nast. – średnica do 30 mm](#)