



Statywy ComfoRack 30

Simport

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	A-733171	Statywy ComfoRack 30	liliowe			2 szt.
	A-733172	Statywy ComfoRack 30	niebieskie			2 szt.
	A-733173	Statywy ComfoRack 30	zielone			2 szt.
	A-733174	Statywy ComfoRack 30	żółte			2 szt.
	A-733175	Statywy ComfoRack 30	pomarańczowe			2 szt.
	A-733179	Statywy ComfoRack 30	różnokolorowe			5 szt.

Opis

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

ComfoRack 30: na 18 probówek o średnicy do 30 mm.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 296 x 115 x 64 mm

Statywy ComfoRack na pozostałe rozmiary probówek:

[A-733151 i nast. – średnica do 13 mm](#)

[A-733161 i nast. – średnica do 16 mm](#)