



Zestaw odzieży laboratoryjnej

Podręczny zestaw odzieży laboratoryjnej przeznaczony dla osób odwiedzających (np. w szpitalach) czy pracujących w pomieszczeniach sterylnych lub różnego rodzaju laboratoriach. Przyjazny dla środowiska. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Antystatyczny. Zapakowany higienicznie w praktycznym worku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane	Szt./Op.
	8-2015	Zestaw odzieży laboratoryjnej	pak. ind.	100 szt.

Opis

Podręczny zestaw odzieży laboratoryjnej przeznaczony dla osób odwiedzających (np. w szpitalach) czy pracujących w pomieszczeniach sterylnych lub różnego rodzaju laboratoriach. Przyjazny dla środowiska. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Antystatyczny. Zapakowany higienicznie w praktycznym worku.

Zestaw składa się z:

- fartucha uniwersalnego o dł. 115 cm, wykonanego z antystatycznej włókniny, z rękawami zakończonymi gumką oraz zapięciem na rzepy,
- czepka z daszkiem.