



Statywy na próbówki - wielostronne - z PP



Statywy na próbówki, wielostronne z PP. W różnych kolorach. Praktyczne i kompaktowe o bardzo dobrej odporności chemicznej, autoklawowalne i odporne na temperaturę. Z czterech stron mogą być użytkowane niezależnie:

- strona 1 : 4 x 30 mm do probówek o pojemności 50 ml,
- strona 2 : 12 x 17 mm do probówek o pojemności 15 ml,
- strona 3 : 32 x 12 mm do probówek o pojemności 1,5 - 2,0 ml lub probówek o średnicy do 12 mm,
- strona 4 : 32 x 8 mm do probówek o pojemności 0,5 ml

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-3576	Statyw wielostronny z PP na próbówki	pomarańczowy	1 szt.
	B-3577	Statyw wielostronny z PP na próbówki	zielony	1 szt.
	B-3578	Statyw wielostronny z PP na próbówki	różowy	1 szt.
	B-3579	Statyw wielostronny z PP na próbówki	żółty	1 szt.
	B-3593	Statyw wielostronny z PP na próbówki	niebieski	1 szt.
	B-3594	Statyw wielostronny z PP na próbówki	bezbardwy	1 szt.
	B-3595	Statywy wielostronne z PP na próbówki	niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy	5 szt.

Opis

Statywy na próbówki, wielostronne z PP. W różnych kolorach. Z czterech stron mogą być użytkowane niezależnie. Praktyczne i kompaktowe o bardzo dobrej odporności chemicznej, autoklawowalne i odporne na temperaturę.

- strona 1 : 4 x 30 mm do probówek o pojemności 50 ml,
- strona 2 : 12 x 17 mm do probówek o pojemności 15 ml,
- strona 3 : 32 x 12 mm do probówek o pojemności 1,5 - 2,0 ml lub probówek o średnicy do 12 mm,
- strona 4 : 32 x 8 mm do probówek o pojemności 0,5 ml.

Posiadają haczyki pozwalające łączyć poszczególne statywy ze sobą.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 175 x 95 x 51 mm.