



Zestaw statywów uniwersalnych z tacką



Nowy, opatentowany zestaw składający się z przezroczystej tacki i czterech statywów, które są przystosowane do wykorzystania wszystkich czterech ścian. Każda ze stron posiada otwory o różnych średnicach:

- 2 x średnica 30 mm, np. na probówki Falcon,
- 6 x średnica 15 mm, np. na probówki reakcyjne o śr. 14 mm,
- 9 x średnica 11 mm, np. na fiolki,
- 12 x średnica 10 mm, np. na probówki reakcyjne

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-730189	Zestaw statywów uniwersalnych z tacką	różowy, zielony, żółty, pomarańczowy	4 szt.
	2-2680	Zestaw statywów uniwersalnych z tacką	żółty, czerwony, niebieski, zielony	4 szt.

Opis

Nowy, opatentowany zestaw składający się z przezroczystej tacki i czterech statywów, które są przystosowane do wykorzystania wszystkich czterech ścian. Każda ze stron posiada otwory o różnych średnicach:

- 2 x średnica 30 mm, np. na probówki Falcon,
- 6 x średnica 15 mm, np. na probówki reakcyjne o śr. 14 mm,
- 9 x średnica 11 mm, np. na fiolki,
- 12 x średnica 10 mm, np. na probówki reakcyjne.

Materiał: polipropylen.

Autoklawowalny do 121°C.