



## 4-stronne statywy Flipper-Rack - kolorowe



Czterostronne statywy z otworami o różnych wymiarach. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne. Odporne na temp. od -90°C do +121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2770	4-stronny statyw Flipper-Rack 1	przeźroczysty
	2-2771	4-stronny statyw Flipper-Rack 1	żółty
	2-2772	4-stronny statyw Flipper-Rack 1	zielony
	2-2773	4-stronny statyw Flipper-Rack 1	niebieski
	2-2774	4-stronny statyw Flipper-Rack 1	pomarańczowy
	2-2775	4-stronny statyw Flipper-Rack 2	fioletowy
	2-2776	4-stronny statyw Flipper-Rack 2	zielony
	2-2777	4-stronny statyw Flipper-Rack 2	niebieski
	2-2778	4-stronny statyw Flipper-Rack 2	pomarańczowy
	2-2779	4-stronny statyw Flipper-Rack 2	czerwony

### Opis

Czterostronne statywy z otworami o różnych wymiarach. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne. Odporne na temp. od -90°C do +121°C.

**Wymiary (dł. x gł. x wys.):** 197 x 95 x 115 mm.

Dostępne w dwóch modelach, z następującymi otworami:

#### **Flipper-Rack 1:**

- 8 otworów o średnicy 30 mm (np. na probówki Blue Max o poj. 50 ml),

- 20 otworów o średnicy 20 mm,
- 24 otwory o średnicy 17 mm (np. na probówki stożkowe o poj. 15 ml),
- 40 otworów o średnicy 13 mm.

**Flipper-Rack 2:**

- 12 otworów o średnicy 25 mm,
- 20 otworów o średnicy 20 mm,
- 24 otwory o średnicy 17 mm (np. na probówki stożkowe o poj. 15 ml),
- 40 otworów o średnicy 13 mm.