



Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów



Innowacyjne, uniwersalne statywy, pozwalające na stabilne ustawienie wszelkich probówek o średnicy 12-30 mm (poj. ok. 5-50 ml). Posiadają otwory idealnie dopasowujące się do średnicy probówki. Statywy mogą być ze sobą łączone (wówczas przy przenoszeniu należy zapewnić dodatkowe podparcie od spodu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Kolor	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	L-0080	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		niebieski/zielony + zielony/niebieski		2 szt.
	L-0081	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		niebieski/żółty + żółty/niebieski		2 szt.
	L-0082	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		różowy/biały + biały/różowy		2 szt.
	L-0083	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		niebieski		2 szt.
	L-0084	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		biały		2 szt.
	L-0085	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		różowy		2 szt.
	L-0086	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		żółty		2 szt.
	L-0087	Statywy na probówki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów		zielony		2 szt.

Opis

Innowacyjne, uniwersalne statywy, pozwalające na stabilne ustawienie wszelkich probówek o średnicy 12-30 mm (poj. ok. 5-50 ml). Posiadają otwory idealnie dopasowujące się do średnicy probówki. Statywy mogą być ze sobą łączone (wówczas przy przenoszeniu należy zapewnić dodatkowe podparcie od spodu). Ażurowa konstrukcja umożliwia obserwację zawartości probówek bądź oznakowań na etykietach.

Dostępne w różnych kolorach.

Wymiary pojedynczego statywu: 181 x 56 x 76 mm.