



## Probówki Eppendorf Tubes<sup>®</sup> 5,0 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Oryginalne probówki Eppendorf o nowej, nietypowej pojemności 5 ml. Idealne do pracy z próbkami, do których standardowe probówki Eppendorfa są za małe, a probówki Falcon – za duże. Dzięki zastosowaniu standardowego zamknięcia, jak w mniejszych probówkach Eppendorf, możliwe jest otwieranie i zamykanie probówki jedną ręką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
-----------	---------	-------	-----------	-------------------	-------	---------------	----------

### Opis

Oryginalne probówki Eppendorf o nowej, nietypowej pojemności **5 ml**. Idealne do pracy z próbkami, do których standardowe probówki Eppendorfa są za małe, a probówki Falcon – za duże. Dzięki zastosowaniu standardowego zamknięcia, jak w mniejszych probówkach Eppendorf, możliwe jest otwieranie i zamykanie probówki jedną ręką. Probówki są odporne na temperatury w zakresie **od -86°C do 80°C**. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, bez dodatku biocydów i plastyfikatorów. odporne na wirowanie do **25000 x g**. Posiadają duże, matowe pole do opisu. Dostępne w aż pięciu stopniach czystości: - **Eppendorf Quality** – standardowy stopień czystości, - **PCR Clean** – wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze), - **Eppendorf Biopur** – probówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR, pakowane indywidualnie, - **Sterile** – probówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od endotoksyn i pirogenów, - **Forensic DNA** – wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR oraz ludzkiego DNA; zgodne z normą ISO 18385; jakość testowana w laboratoriach zewnętrznych zgodnych z ISO 17025 – normą akredytacyjną stosowaną wobec laboratoriów medycyny sądowej. Dla próbek wrażliwych na światło dostępna jest wersja bursztynowa probówek Eppendorf – **K-0461**. W skład pakietu startowego **K-0463** wchodzi 400 sztuk (4 x 100 szt.) probówek z zatraskiwaną pokrywką o poj. 5,0 ml o stopniu czystości PCR Clean, 2 statywy (każdy na 12 miejsc) oraz 8 uniwersalnych adapterów do rotorów z otworami na probówki stożkowe 15 ml. Probówki Eppendorf o pojemności 5 ml występują również [w wersji z zakrętką](#).