



Akrylowe statywy na probówki, wys. 57 mm

Stabilne, masywne statywy na probówki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Wymiary	Liczba miejsc
	1-5101	Statyw akryl. na probówki	18 mm	132 x 64 mm	2 x 5
	1-5102	Statyw akryl. na probówki	18 mm	155 x 64 mm	2 x 6
	1-5103	Statyw akryl. na probówki	18 mm	272 x 64 mm	2 x 10
	1-5104	Statyw akryl. na probówki	18 mm	322 x 64 mm	2 x 12
	1-5105	Statyw akryl. na probówki	18 mm	322 x 83 mm	3 x 12
	1-5106	Statyw akryl. na probówki	18 mm	322 x 120 mm	4 x 12
	1-5131	Statyw akryl. na probówki	20 mm	152 x 70 mm	2 x 5
	1-5132	Statyw akryl. na probówki	20 mm	312 x 70 mm	2 x 10
	1-5133	Statyw akryl. na probówki	20 mm	312 x 105 mm	3 x 10

Opis

Stabilne, masywne statywy na probówki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Gwarancja udzielana jest na rok.

Wysokość: 57 mm.

Średnica otworów: 18 lub 20 mm.