

Buty laboratoryjne z perforacją



Powierzchnia zewnętrzna oraz wyściółka ze skóry. Regulowany pasek z możliwością zakładania na piętę. Antystatyczne. Perforowana część wierzchnia dla lepszej wentylacji stopy. Z antypoślizgową podszewką (SRC) odporną na działanie benzyny. Kolor biały. Zgodne z normą CE EN 20347:2007. Inne rozmiary na zapytanie (do rozm. 47).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Rozmiar |
|-----------|---------|---------------------------------|---------|
| | 4-1160 | Buty laboratoryjne z perforacją | 37 |
| | 4-1161 | Buty laboratoryjne z perforacją | 38 |
| | 4-1162 | Buty laboratoryjne z perforacją | 39 |
| | 4-1163 | Buty laboratoryjne z perforacją | 40 |
| | 4-1164 | Buty laboratoryjne z perforacją | 41 |
| | 4-1165 | Buty laboratoryjne z perforacją | 42 |
| | 4-1166 | Buty laboratoryjne z perforacją | 43 |
| | 4-1167 | Buty laboratoryjne z perforacją | 44 |
| | 4-1168 | Buty laboratoryjne z perforacją | 45 |

Opis

Powierzchnia zewnętrzna oraz wyściółka ze skóry. Regulowany pasek z możliwością zakładania na piętę. Antystatyczne. Perforowana część wierzchnia dla lepszej wentylacji stopy. Z antypoślizgową podszewką (SRC) odporną na działanie benzyny. Kolor biały. Zgodne z normą CE EN 20347:2007. Inne rozmiary na zapytanie (do rozm. 47).