



Statyw do hodowli tkankowych



Statyw do hodowli tkankowych – TPP, wykonany z polipropylenu. Umożliwiający ustawienie 8 probówek w pozycji horyzontalnej (wymiary 200 x 88 x 72 mm).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Nr producenta
	B-4161	Statyw na probówki do hodowli tkankowych	200 x 88 x 72 mm	99018

Opis

Statyw do hodowli tkankowych – TPP, wykonany z polipropylenu. Umożliwiający ustawienie 8 probówek w pozycji horyzontalnej (wymiary 200 x 88 x 72 mm).