



Statyw o regulowanej wysokości, do łaźni wodnych

Scienceware
 BEL-ART PRODUCTS

Stojak z polipropylenu do bezpiecznego inkubowania sześciu probówek o poj. 1,5 ml do 15 ml w łaźni wodnej lub zlewce o dowolnej wysokości. Wyposażony w solidny uchwyt. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	F18882-0000	Statyw o regulowanej wysokości, do łaźni wodnych - na 6 probówek o poj. 1,5-15 ml

Opis

Stojak z polipropylenu do bezpiecznego inkubowania sześciu probówek o poj. 1,5 ml do 15 ml w łaźni wodnej lub zlewce o dowolnej wysokości. Wyposażony w solidny uchwyt. Autoklawowalny.