



Statywy pływające z PCV



Pasuje do [pojemnika Maxi Coolit \(nr art.: 2-5085 i następne\)](#). Wykonany z piankowego PCV. Odporny na temperatury: od -196°C do +93°C. Posiada otwory na probówki: 1,5 ml i 15 ml. Wymiary: 24 x 11 cm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Kolor	Liczba miejsc
	7-1709	Statyw pływający z PCV	15 ml	czerwony	24 miejsca
	7-1710	Statyw pływający z PCV	15 ml	niebieski	24 miejsca
	7-1713	Statyw pływający z PCV	1,5 ml	niebieski	36 miejsc

Opis

Pasuje do [pojemnika Maxi Coolit \(nr art.: 2-5085 i następne\)](#). Wykonany z piankowego PCV. Odporny na temperatury: od -196°C do +93°C. Posiada otwory na probówki: 1,5 ml i 15 ml. Wymiary: 24 x 11 cm.