



## Okrągły statyw do pojemników na lód

**Scienceware**  
**BEI-ART PRODUCTS**

Okrągły statyw pływający o średnicy 22 cm. Wykonany z piankowego PCV. Posiada 30 otworów (o śr. 15 mm) na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Nadaje się do lodu, suchego lodu oraz ciekłego azotu. Odporny na temperatury od -196°C do +93°C.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                               | Śr. otworów | Kolor    | Liczba miejsc |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|----------|---------------|
|  | 1-1381  | Okrągły statyw do pojemników na lód | 15 mm       | zielony  | 30 miejsc     |
|  | 1-1383  | Okrągły statyw do pojemników na lód | 15 mm       | czerwony | 30 miejsc     |

### Opis

Okrągły statyw pływający o średnicy 22 cm. Wykonany z piankowego PCV. Posiada 30 otworów (o śr. 15 mm) na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Nadaje się do lodu, suchego lodu oraz ciekłego azotu. Odporny na temperatury od -196°C do +93°C. Pasuje do pojemników na lód Spongex (nr art.: 2-5023 i następne).