



Statywy pływające na próbówki PCR

Prostokątne statywy pływające. Wykonane z piankowego PE. Przeznaczone na próbówki PCR w paskach 8-stanowiskowych. Statywy wypełnione próbkami unoszą się na powierzchni wody. Odporne na temperatury od -80°C do +80°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Na próbówki	Liczba otworów	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	B-3572	Statywy pływające	prostokątny	w paskach 8 miejsc	4 x 8	80 x 80 x 8,5 mm	10 szt.

Opis

Prostokątne statywy pływające. Wykonane z piankowego PE. Przeznaczone na próbówki PCR w paskach 8-stanowiskowych. Statywy wypełnione próbkami unoszą się na powierzchni wody.

Odporne na temperatury od -80°C do +80°C.

Średnica otworu: 5 mm. Ilość otworów: 4 x 8.

Wymiary: 80 x 80 x 8,5 mm (dł. x szer. x wys.).

Opakowanie zawiera 10 sztuk.