



## Prostokątny statyw do pipet



Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
|  | 6-2275  | Statyw (PP) na 50 pipet |

### Opis

Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem. Wyposażony w boczne uchwyty. Wykonany z polipropylenu. Możliwość autoklawowania w temperaturze do 121°C.

**Wymiary:** 213 x 114 x wys. 222 mm.