



## Statywy na pipety



Stabilne statywy czteropiętrowe na pipety od 0,1 do 25 ml.  
 Statyw wykonany z akrylu jest przezroczysty, a jego zawartość dobrze widoczna ze wszystkich stron.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                            | Kolor         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
|   | 1-1000  | Statyw na pipety, akrylowy       | przezroczysty |
|   | 1-1001  | Statyw na pipety, z tworzywa ABS | niebieski     |
|  | 1-1002  | Statyw na pipety, z tworzywa ABS | czerwony      |

### Opis

Stabilne statywy czteropiętrowe na pipety od 0,1 do 25 ml.  
 Statyw wykonany z akrylu jest przezroczysty, a jego zawartość dobrze widoczna ze wszystkich stron.  
 Obydwa statywy kolorowe są wykonane z tworzywa ABS i dodatkowo po obu stronach wyposażone w zdejmowane uchwyty na pipetory ręczne, automatyczne lub gruszki do pipetowania.

**Wymiary (szer. x gł. x wys.):** 88 x 291 x 401 mm.