



Prysznic laboratoryjny

Prysznic zgodny z DIN EN 15154-2. Do oczu i twarzy. Z wytrzymałym węzem spiralnym o dł. 1,5 m. Możliwość użytkowania przy zamocowaniu w uchwycie, dzięki czemu ręce pozostają wolne, lub po wyjęciu z uchwytu. Podłączenie do wody pitnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1400	Prysznic laboratoryjny z węzem spiralnym o dł. 1,5 m

Opis

Prysznic zgodny z DIN EN 15154-2. Do oczu i twarzy. Z wytrzymałym węzem spiralnym o dł. 1,5 m. Możliwość użytkowania przy zamocowaniu w uchwycie, dzięki czemu ręce pozostają wolne, lub po wyjęciu z uchwytu. Podłączenie do wody pitnej. Głowica nachylona pod kątem. Automatyczny zawór do regulacji ilości wody. W komplecie z zamocowaniem ściennym. Podłączenie G1/2" gwint wewnętrzny.

Objętość przepływu: 8 l/min. przy ciśnieniu hydr. od 1 bar.