



## Butelki do hodowli komórkowych



Butelki do hodowli komórkowych szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z krystalicznie przejrzystego PS. Zapewniają jednolitą powierzchnię wzrostu. Stabilne – można układać jedna na drugiej. Wyposażone w podziałkę i pole opisowe. Odpowiednio wyprofilowana szyjka umożliwia łatwy dostęp do wnętrza butelki pipetą bądź łopatką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pow. wzrostu	Obj. maks.	Szt./Op.	Nr producenta
	B-0670	Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z wentylacją	25 cm <sup>2</sup>	60 ml	36 x 10 szt.	90025
	B-0671	Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z wentylacją	75 cm <sup>2</sup>	270 ml	20 x 5 szt.	90075
	B-0672	Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z wentylacją	150 cm <sup>2</sup>	690 ml	12 x 3 szt.	90150
	B-0673	Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z membraną	25 cm <sup>2</sup>	60 ml	36 x 10 szt.	90026
	B-0674	Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z membraną	75 cm <sup>2</sup>	270 ml	20 x 5 szt.	90076
	B-0675	Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z membraną	150 cm <sup>2</sup>	690 ml	12 x 3 szt.	90151

### Opis

Butelki do hodowli komórkowych szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z krystalicznie przejrzystego PS. Zapewniają jednolitą powierzchnię wzrostu. Stabilne – można układać jedna na drugiej. Wyposażone w podziałkę i pole opisowe. Odpowiednio wyprofilowana szyjka umożliwia łatwy dostęp do wnętrza butelki pipetą bądź łopatką. Produkt sterylny, wolny od DNaz, RNaz i pirogenów, o zdefiniowanym, minimalnym stężeniu endotoksyn.

Dostępne w wersji z zakrętką z wentylacją, umożliwiającą szczelne zamknięcie z zachowaniem wymiany gazowej oraz w wersji z zakrętką z filtrem – z hydrofobową membraną z PTFE o śr. porów 0,22 µm.

**Butelki B-0672 w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.**