



Butelki do hodowli tkankowych

Orange Scientific

Wykonane z optycznie bardzo klarownego polistyrenu (PS). Specjalne przygotowanie powierzchni (bez użycia chemikaliów) zapewnia optymalne warunki wzrostu. Szeroka szyjka ułatwia wprowadzenie do wnętrza pipety czy skrobaczki.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pow. wzrostu	Pojemność	Szt./Op.
	C-8100	Butelki do hodowli tkankowych z zakrętką umożliwiającą wentylację	25 cm ²	65 ml	20 x 10 = 200 szt.
	C-8103	Butelki do hodowli tkankowych z zakrętką z hydrofobową membraną	25 cm ²	65 ml	20 x 10 = 200 szt.
	C-8101	Butelki do hodowli tkankowych z zakrętką umożliwiającą wentylację	75 cm ²	293 ml	20 x 5 = 100 szt.
	C-8102	Butelki do hodowli tkankowych z zakrętką umożliwiającą wentylację	150 cm ²	580 ml	8 x 5 = 40 szt.
	C-8104	Butelki do hodowli tkankowych z zakrętką z hydrofobową membraną	75 cm ²	293 ml	20 x 5 = 100 szt.
	C-8105	Butelki do hodowli tkankowych z zakrętką z hydrofobową membraną	150 cm ²	580 ml	8 x 5 = 40 szt.

Opis

Wykonane z optycznie bardzo klarownego polistyrenu (PS). Specjalne przygotowanie powierzchni (bez użycia chemikaliów) zapewnia optymalne warunki wzrostu.

Szeroka szyjka ułatwia wprowadzenie do wnętrza pipety czy skrobaczki. Dostępne są butelki z dwoma rodzajami zakrętek:

- zakrętka umożliwiająca wentylację - może być zakręcana na dwa sposoby (szczelnie zakręcona lub lekko zakręcona);
- zakrętka wyposażona w hydrofobową membranę z mikroporami, umożliwiającą sterylną wymianę gazową i zapobiegającą wydobywaniu się cząstek o wielkości >0,2 µm (bakterie, spory).

Pozostałe cechy:

- łatwa do odczytu skala,
- możliwość układania w stosy,
- sterylizowane promieniami gamma,
- wolne od DNA i RNA,
- poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml.