



Butelki do hodowli z zakrętką wentylowaną - Corning

CORNING

Butelki do hodowli firmy Corning wykonane z najwyższej jakości przezrystego polistyrenu. Wyposażone w wentylowane zakrętki z membraną o średnicy porów 0,2 μm , umożliwiającą swobodną, sterylną wymianę gazową, jednocześnie minimalizującą ryzyko kontaminacji. Idealnie nadają się do długotrwałego stosowania w inkubatorach CO₂.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pow. wzrostu	Szt./Op.	Nr producenta
	N-1010	Butelki do hodowli	10 ml	25 cm ²	20 x 10 szt.	431463
	N-1011	Butelki do hodowli	60 ml	75 cm ²	20 x 5 szt.	431464
	N-1012	Butelki do hodowli	210 ml	150 cm ²	10 x 5 szt.	431465

Opis

Butelki do hodowli firmy Corning wykonane z najwyższej jakości przezrystego polistyrenu. Wyposażone w wentylowane zakrętki z membraną o średnicy porów 0,2 μm , umożliwiającą swobodną, sterylną wymianę gazową, jednocześnie minimalizującą ryzyko kontaminacji. Idealnie nadają się do długotrwałego stosowania w inkubatorach CO₂. Specjalna konstrukcja szyjki ułatwia dostęp pipety do wnętrza butelki oraz zwiększa stabilność.

Sterylizowane promieniami gamma, niepirogenne. Powierzchnia niepoddana obróbce chemicznej.