



Trójkątne butelki do hodowli komórkowych

CORNING

Butelki polistyrenowe do hodowli komórkowych o innowacyjnym kształcie, ułatwiającym dostęp pipetą bądź skrobakiem do wszystkich powierzchni naczynia. Dostępne dwa typy butelek: z zakrętką typu „phenolic” – do użytkowania w hodowlach wymagających wymiany gazowej oraz z zakrętką wentylowaną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pow. wzrostu	Zakrętka	Szt./Op.	Nr producenta
	N-2028	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	25 cm ²	typ "phenolic"	25 x 20 szt.	3055
	N-2029	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	25 cm ²	wentylowane	20 x 10 szt.	3056
	N-2030	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	75 cm ²	typ "phenolic"	20 x 5 szt.	3275
	N-2031	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	75 cm ²	wentylowane	20 x 5 szt.	3276

Opis

Butelki polistyrenowe do hodowli komórkowych o innowacyjnym kształcie, ułatwiającym dostęp pipetą bądź skrobakiem do wszystkich powierzchni naczynia. Dostępne dwa typy butelek: z zakrętką typu „phenolic” – do użytkowania w hodowlach wymagających wymiany gazowej (po poluzowaniu zakrętki wymiana gazowa jest możliwa, całkowite zamknięcie zakrętki uniemożliwia wymianę gazową) oraz z zakrętką wentylowaną, posiadającą membranę o rozmiarze porów 0,2 µm, umożliwiającą sterylną wymianę gazową bez ryzyka kontaminacji. Powierzchnia hodowlana jest specjalnie zmodyfikowana chemicznie – zapewnia komórkom lepsze przyleganie i wzrost (Corning Standard Tissue Culture Treated Surface – TC).