



## Jednorazowe kuwety UV - mikro



Kuwety UV wykonane z tworzywa sztucznego. Wysoka odporność chemiczna. Sortowane zgodnie z numerem gniazda.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                   | Pojemność    | Dł. drogi opt. | Wys. w centrum | Wymiary okienka | Nr producenta | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
|           | K-6221  | Kuwety UV Mikro                         | 70 do 850 µl | 10 mm          | 8,5 mm         | 2 x 3,5 mm      | 759200        | 100 szt. |
|           | K-6223  | Kuwety UV Mikro                         | 70 do 550 µl | 10 mm          | 15 mm          | 2 x 3,5 mm      | 759220        | 100 szt. |
|           | K-6222  | Kuwety UV Mikro,<br>pakowane pojedynczo | 70 do 850 µl | 10 mm          | 8,5 mm         | 2 x 3,5 mm      | 759215        | 100 szt. |
|           | K-6219  | Kuwety UV Mikro,<br>pakowane pojedynczo | 70 do 500 µl | 10 mm          | 15 mm          | 2 x 3,5 mm      | 759235        | 100 szt. |

### Opis

Kuwety UV wykonane z tworzywa sztucznego. Wysoka odporność chemiczna. Sortowane zgodnie z numerem gniazda.

**Do pomiarów w zakresie długości fali:** 220 nm – 900 nm.

**Standardowe odchylenia w jednostkach ekstynkcji:**

- 240 nm  $< \pm 0,007$ ,

- 300 nm  $< \pm 0,005$ .

**Długość drogi optycznej:** 10 mm.

Idealne do oznaczeń spektrofotometrycznych białek, DNA, RNA i oligonukleotydów w zakresie UV. Dostępne w dwóch wersjach o różnej wysokości centrum, co umożliwia ich stosowanie w większości dostępnych na rynku spektrofotometrów, (m. in. Amersham Biosciences, Analytik Jena, Biochrom, WPA, Eppendorf®, PerkinElmer Instruments™, ThermoSpectronic). Okrągłe pokrywki zapewniają bezpieczne zamknięcie i możliwość przechowywania w temp. do -20°C.

**Pakowane pojedynczo kuwety UV Mikro są wolne od DNaz, DNA i RNaz.**