



Minitermometr Testo z tuleją



Minitermometr Testo do uniwersalnych zastosowań jest niewielki, solidny i wodoodporny (klasa IP67). Mierzy temperaturę cieczy, gazów, proszków w zakresie od -20 do +230°C. Ramię sondy jest chronione przed dodatkową tuleją. Jest zasilany na baterię.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2015	Minitermometr Testo z tuleją	0560 1113

Opis

Wodoodporny minitermometr Testo jest odpowiedni do punktowych pomiarów temperatury w zakresie od -20 do +230 °C. Urządzenie jest wyposażone w sondę temperaturową o długości 120 mm. Ramię czujnika chroni dodatkowa tuleja. Termometr Testo posiada klasę zabezpieczeń IP67. Dzięki temu go można myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

Elektroniczny minitermometr Testo posiada funkcję min/max oraz hold. Urządzenie charakteryzuje niewielki rozmiar, solidne wykonanie oraz łatwy mechanizm wymiany baterii. Jest to uniwersalny termometr do pomiarów temperatury proszków, płynów, jak również powietrza. Zasilanie na baterię guzikową LR44.

Zakres pomiarowy: od -20 do +230°C.

Dokładność: $\pm 0,8$ °C (od +54 do +90°C), ± 1 °C (od -20 do +53,9°C oraz od +90,1 do +180°C), $\pm 1,5$ °C (od +180,1 do +230°C).

Rozdzielczość: 0,1 °C (od -19,9 do +199,9°C), 1,0 °C w pozostałym zakresie.

Wymiary: 225 x 40 x 30 mm.

Typ baterii: LR44.

Wyświetlacz: LCD.