



Ezy plastikowe

APTACA

Ezy z polistyrenu z zakończeniem prostym i zaokrąglonym. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-2405	Ezy mikrobiologiczne z PS	1 µl	sterylne	100 x 20 szt.	2000 szt.
	B-2411	Ezy mikrobiologiczne z PS	1 µl	sterylne	200 x 5 szt.	1000 szt.
	B-2406	Ezy mikrobiologiczne z PS	10 µl	sterylne	100 x 20 szt.	2000 szt.
	B-2412	Ezy mikrobiologiczne z PS	10 µl	sterylne	200 x 5 szt.	1000 szt.

Opis

Ezy z polistyrenu z zakończeniem prostym i zaokrąglonym. Sterylne.