



Ezy mikrobiologiczne z PS

Ezy mikrobiologiczne z PS, w opakowaniach po 1000 szt., pakowane w oddzielne woreczki strunowe po 25 szt. Nie powodują uszkodzeń na powierzchni żelu, drugi koniec może być wykorzystany jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Ezy są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0370	Ezy mikrobiologiczne z PS	1 µl	niebieskie	sterylne	40 x 25 szt.	1000 szt.
	B-0371	Ezy mikrobiologiczne z PS	10 µl	pomarańczowe	sterylne	40 x 25 szt.	1000 szt.

Opis

Ezy jednorazowe wykonane z polistyrenu. Gładkie i elastyczne, nie niszczą powierzchni żelu. Sterylne, pakowane w woreczki strunowe. Druga strona ezy może służyć jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Pakowane po 25 szt. w worku.

Śr. oczka ezy B-0370: ok. 1 mm.

Śr. oczka ezy B-0371: ok. 5 mm.

Długość ez: 200 mm.