



Pipety Pasteura - o poj. 1 ml + pojemność bańki ssącej 4 ml

Pipety Pasteura o pojemności 1 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 5 ml).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	B-2435	Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml	5 x 150 mm	500 szt.
	B-2436	Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml, sterylne – R, pak. ind.	5 x 150 mm	500 szt.

Opis

Pipety Pasteura o pojemności 1 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 5 ml).

Wykonane z polietylenu.

Podziałka: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml