



## Pipety Pasteura - o poj. 3 ml + pojemność bańki ssącej 4 ml

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                                                                                   | Wymiary      | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  | B-2437  | Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml                          | 7,8 x 150 mm | 500 szt. |
|  | B-2438  | Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml, sterylne – R, pak. Ind. | 5 x 150 mm   | 500 szt. |

### Opis

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).

Wykonane z polietylenu.

Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml