



Probówki wirówkowe EasyFlip™

Praktyczne probówki EasyFlip™, typu Falcon z zatrzaskowym zamknięciem umożliwiającym obsługę jedną ręką. Sterylne, wykonane z polipropylenu do stosowania w temperaturach od -80°C do +120°C, wytrzymują wirowanie do 9400 x g

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-4517	Probówki wirówkowe EasyFlip™	15 ml	sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-4518	Probówki wirówkowe EasyFlip™	50 ml	sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.

Opis

Probówki wirówkowe EasyFlip™ z polipropylenu. Sterylizowane promieniami gamma. Wyposażone w charakterystyczne gwintowane zakrętki, dzięki temu probówki mogą być szczelnie zamykane. Jednocześnie zamknięcia te mają możliwość otwierania i zamykania ich za pomocą zatrzasku jak w przypadku typowych probówek 1,5ml. Takie rozwiązanie pozwala na obsługę probówek jedną ręką. Doskonale sprawdzają się przy pracy w laboratoriach mikrobiologicznych np. pod laminarnym gdzie niejednokrotnie konieczne jest obsługiwanie kilku narzędzi jednocześnie. Probówki te są wolne od RNaz i DNaz i niepirogenne. Każda z nich posiada białe pole ułatwiające opisywanie zawartości. Mogą być stosowane w temperaturze od -80°C do +120°C. Probówki te występują w pojemnościach 15 i 50 ml, ich wymiary pasują do większości wykorzystywanych rotorów, mogą być wirowane w prędkościach do 9400 x g