



Pipety Pasteura z polietylenu - o poj. 1 ml - 7,3 ml



Wysokiej jakości pipety Pasteura wykonane z jednej części, bez szwu. Z bańką ssącą o dużej sile ssania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Pojemność	Skalowanie	Wielkość kropli	Długość	Szt./Op.
	L-26120	Pipety Pasteura z LDPE	standardowa	1,9 ml	nie	ok. 43 µl	154 mm	500 szt.
	L-26150	Pipety Pasteura z LDPE	standardowa	3,2 ml	nie	ok. 50 µl	156 mm	500 szt.
	L-26240	Pipety Pasteura z LDPE	b. delikatna	1,0 ml	nie	ok. 20 µl	104 mm	400 szt.
	R-4147	Pipety Pasteura z LDPE	b. delikatna	1,0 ml	tak	ok. 14 µl	150 mm	500 szt.
	L-26270	Pipety Pasteura z LDPE	b. delikatna	3,3 ml	nie	ok. 18 µl	147 mm	500 szt.
	L-26440	Pipety Pasteura z LDPE	standardowa	1,0 ml	tak	ok. 33 µl	150 mm	500 szt.
	L-26430	Pipety Pasteura z LDPE	standardowa	2,0 ml	tak	ok. 45 µl	155 mm	500 szt.
	L-26450	Pipety Pasteura z LDPE	makro	3,0 ml	tak	ok. 40 µl	150 mm	500 szt.
	L-26110	Pipety Pasteura z LDPE	mikro	0,9 ml	nie	ok. 40 µl	87 mm	500 szt.
	L-26320	Pipety Pasteura z LDPE	ekstra mikro	0,9 ml	nie	ok. 40 µl	64 mm	500 szt.
	L-26220	Pipety Pasteura z LDPE	mikro	1,0 ml	nie	ok. 22 µl	51 mm	500 szt.
	L-26340	Pipety Pasteura z LDPE	mikro	3,0 ml	nie	ok. 33 µl	150 mm	500 szt.
	L-26190	Pipety Pasteura z LDPE	standardowa	7,3 ml	nie	ok. 50 µl	300 mm	100 szt.
	L-26250	Pipety Pasteura z LDPE	delikatna długa	3,3 ml	nie	ok. 20 µl	153 mm	250 szt.

Opis

Wysokiej jakości pipety Pasteura wykonane z jednej części, bez szwu. Z bańką ssącą o dużej sile ssania.