



Jednorazowe pipety serologiczne z kolorowymi zatyczkami - o poj. 1 ml - 50 ml

Orange Scientific

Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z tworzywa sztucznego, z kolorowymi, bawełnianymi zatyczkami, ułatwiającymi identyfikację objętości. Zgodne z niemieckimi normami jakości. Jednoczęściowa konstrukcja pozwala zwiększyć dokładność (>98%) i odporność na uszkodzenia. Wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane	Szt./Op.
	7-4022	Jednorazowe pipety serologiczne	1 ml	żółty	pak. ind.	500 szt.
	7-4023	Jednorazowe pipety serologiczne	1 ml	żółty	40 x 25 szt.	1000 szt.
	7-4024	Jednorazowe pipety serologiczne	1,1 ml	żółty	pak. ind.	500 szt.
	7-4025	Jednorazowe pipety serologiczne	2 ml	zielony	pak. ind.	500 szt.
	7-4026	Jednorazowe pipety serologiczne	2 ml	zielony	40 x 25 szt.	1000 szt.
	7-4027	Jednorazowe pipety serologiczne	5 ml	niebieski	pak. ind.	250 szt.
	7-4028	Jednorazowe pipety serologiczne	5 ml	niebieski	15 x 25 szt.	375 szt.
	7-4031	Jednorazowe pipety serologiczne	10 ml	pomarańczowy	pak. ind.	200 szt.
	7-4032	Jednorazowe pipety serologiczne	10 ml	pomarańczowy	10 x 25 szt.	250 szt.
	7-4035	Jednorazowe pipety serologiczne	25 ml	czerwony	pak. ind.	100 szt.
	7-4036	Jednorazowe pipety serologiczne	50 ml	fioletowy	pak. ind.	100 szt.
	7-4029	Jednorazowe pipety serologiczne - krótkie	5 ml	niebieski	pak. ind.	200 szt.
	7-4033	Jednorazowe pipety serologiczne - krótkie	10 ml	pomarańczowy	pak. ind.	100 szt.
	7-4030	Jednorazowe pipety serologiczne - z szeroką końcówką	5 ml	niebieski	pak. ind.	250 szt.
	7-4034	Jednorazowe pipety serologiczne - z szeroką końcówką	10 ml	pomarańczowy	pak. ind.	200 szt.
	7-4037	Jednorazowe pipety serologiczne - bez podziałki i zatyczki	2 ml	bez zatyczki	pak. ind.	500 szt.



7-4038

Jednorazowe pipety serologiczne - bez
podziałki i zatyczki

10 ml

bez zatyczki

pak. ind.

200 szt.

Opis

Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z tworzywa sztucznego, z kolorowymi, bawełnianymi zatyczkami, ułatwiającymi identyfikację objętości. Zgodne z niemieckimi normami jakości. Jednoczęściowa konstrukcja pozwala zwiększyć dokładność (>98%) i odporność na uszkodzenia. Wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek. Posiadają trwałą, czarną skalę - rosnącą i malejącą (od 5 do 25 ml). Dostępne w wyjątkowo ergonomicznej, skróconej wersji - tylko 220 mm długości. Pipety z szeroką końcówką są idealne do mediów o wysokiej lepkości.

Sterylnie - pakowane indywidualnie bądź w zbiorcze opakowania.

Pipety o numerach katalogowych 7-4037 i 7-4038 to pipety aspiracyjne, bez bawełnianej zatyczki i bez podziałki, do zastosowań niewymagających znacznej precyzji.