



## Filtry strzykawkowe qpore - membrana z GF - niesterylne



Niesterylne filtry strzykawkowe marki qpore. Doskonale sprawdzają się przy filtracji wstępnej mocno obciążonych roztworów. Wyposażone w złącze Luer Lock – na wejściu – żeńskie, na wyjściu – męskie, średnica membrany 30 mm, wielkość porów 1 µm. Dostarczane w workach po 100 szt.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa               | Membrana            | Śr. membrany | Śr. porów | Szt./Op. |
|-----------|---------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|----------|
|           | 6-0061  | Filtry strzykawkowe | włókno szklane (GF) | 30 mm        | 1,0 µm    | 100 szt. |

### Opis

Filtry strzykawkowe z membraną z włókna szklanego marki qpore. Doskonale do przeprowadzania filtracji wstępnej. Pory o wielkości 1 µm świetnie nadają się do filtracji mocno obciążonych próbek. Dzięki wyposażeniu w wytrzymałą obudowę oraz złącza typu luer lock, mogą być łączone z innymi filtrami strzykawkowymi. Umożliwia to prowadzenie filtracji dwuetapowej w jednym kroku. Filtry te mają membranę o średnicy 30 mm i są niesterylne. Opakowanie zawiera 100 szt. filtrów dostarczanych w worku.

### Dane techniczne

| Parametr                      | Wartość        |
|-------------------------------|----------------|
| Typ wyjścia                   | Luer- męski    |
| Typ wejścia                   | Luer- żeński   |
| Rodzaj filtrowanej substancji | ciecze         |
| Membrana                      | włókno szklane |
| Przeznaczenie                 | strzykawki     |

| Parametr           | Wartość           |
|--------------------|-------------------|
| Zachowanie cieczy  | hydrofilowe       |
| Wielkość porów     | 1,00 µm           |
| Materiał           | Polipropylen (PP) |
| Średnica wyjściowa | 30 mm             |