



Termohigrometr Testo 623



Kompaktowe urządzenie do monitorowania warunków powietrza w pomieszczeniach. Umożliwia precyzyjny pomiar temperatury oraz wilgotności względnej. Wyposażone w duży wyświetlacz LCD, z którego odczytać można również datę i godzinę. Posiada możliwość generowania histogramu – przeglądu danych pomiarowych z ostatnich 12 tygodni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2123	Termohigrometr Testo 623	0560 6230

Opis

Termohigrometr Testo 623 jest precyzyjnym urządzeniem pozwalającym na monitorowanie warunków powietrza panujących w pomieszczeniu. Mimo kompaktowego rozmiaru umożliwia szybki i dokładny pomiar temperatury i wilgotności. Na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD odczytać można wyniki pomiarów temperatury i wilgotności względnej (RH, ang. *relative humidity*). Posiada ponadto funkcję historii pozwalającą na przegląd danych z ostatnich 12 tygodni. Jest ona prezentowana w formie histogramu. Z wyświetlacza urządzenia odczytać można również datę i godzinę. Natomiast dzięki uchwyty, który znajduje się z tyłu urządzenia, termohigrometr Testo 623 można postawić na półce lub biurku albo powiesić go na ścianie. Urządzenie Testo świetnie sprawdzi się do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych, mieszkaniach, ale również laboratoriach.

Parametr	Temperatura	Wilgotność
Zakres pomiarowy	-10 do 60 °C	0 do 100 %RH
Dokładność	± (0.4 °C + 1 cyfra)	±2 %RH + 1 cyfra (od 10 do 90 %)
Jednostki	°C, °F	%RH, td, temp. mokrego termometru

W zestawie znajduje się: Testo 623, baterie oraz protokół kalibracji (fabrycznej), uchwyt do powieszenia na ścianie lub postawienia na półce/biurku.

**Dane
techniczne**

Parametr	Termohigrometr Testo 623
Pomiar temperatury NTC	
Zakres pomiarowy	od -10 do 60 °C
Dokładność	±0,4 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Pomiar wilgotności	
Zakres pomiarowy	od 0 do 100 %RH
Dokładność	±2 %RH + 1 Cyfra w 25 °C (od 10 do +90) ±3 %RH w pozostałym zakresie
Rozdzielczość	0,1 %RH
Ogólne dane techniczne	
Wymiary	185 x 105 x 36 mm
Klasa ochrony	IP30
Temperatura pracy	od -10 do 60 °C
Szybkość pomiaru	20 s
Wytyczne EU	2004/108/EG
Typ baterii	4 x AA
Waga	240 g bez baterii