



## Głaszczki Delta<sup>™</sup> - sterylne



Sterylnie głaszczki. Wykonane z ABS. Gładkie, co zapobiega zarysowywaniu powierzchni podłoża mikrobiologicznych. Kształt trójkąta zapewnia odpowiedni nacisk, ułatwiający równomierne rozprowadzanie medium. Pakowane indywidualnie.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                        | Stopień czystości | Pakowane  | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|
|  | B-4085  | Głaszczki Delta <sup>™</sup> | sterylne          | pak. ind. | 500 szt. |

### Opis

Sterylnie głaszczki. Wykonane z ABS. Gładkie, co zapobiega zarysowywaniu powierzchni podłoża mikrobiologicznych. Kształt trójkąta zapewnia odpowiedni nacisk, ułatwiający równomierne rozprowadzanie medium. Pakowane indywidualnie.

**Wymiary:** 172 mm x 37 mm.

**Średnica:** 4 mm.