



Sączi jakościowe Sartorius - okrągłe - karbowane - typ 1288

SARTORIUS

Karbowane sączi do analiz jakościowych. Pofałdowany kształt sprzyja zwiększaniu wydajności filtracji i pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do analizy. Charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną mokrych filtrów. Sprawdzają się przy rutynowych analizach jakościowych przeprowadzanych w laboratoriach. Wykonane z czystej celulozy i puchu bawełnianego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Gramatura	Średnica	Szt./Op.
	B-5124	Filtracyjne sączi z bibuły - karbowane	1288	84 g/m ²	110 mm	100 szt.
	B-5125	Filtracyjne sączi z bibuły - karbowane	1288	84 g/m ²	125 mm	100 szt.
	B-5126	Filtracyjne sączi z bibuły - karbowane	1288	84 g/m ²	150 mm	100 szt.
	B-5127	Filtracyjne sączi z bibuły - karbowane	1288	84 g/m ²	185 mm	100 szt.
	B-5128	Filtracyjne sączi z bibuły - karbowane	1288	84 g/m ²	240 mm	100 szt.
	B-5129	Filtracyjne sączi z bibuły - karbowane	1288	84 g/m ²	270 mm	100 szt.

Opis

Karbowane sączi do analiz jakościowych marki Sartorius. Charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną mokrych filtrów. Dzięki temu doskonale sprawdzają się przy filtracji pod ciśnieniem i próżniowej. Sączi te składają się z czystej celulozy i puchu bawełnianego. Ponieważ po spaleniu zawartość popiołu to mniej niż 0,1% są wykorzystywane do analiz jakościowych w laboratoriach. Sączi te sprzedawane są w praktycznej, karbowanej (składanej) formie, ten sposób złożenia sączków sprzyja zwiększeniu wydajności filtracji. Dodatkowo gotowa pofałdowana forma sączków pozwala na zaoszczędzenie czasu, potrzebnego na przygotowanie zestawu do filtracji.