


Głaszczki sterylne w kształcie T



Simport

Wykonane z PS. Przeznaczone do wygładzania komórek na płytkach agarowych. Sterylne. Indywidualnie pakowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pakowane	Nr producenta	Szt./Op.
	B-0118	Głaszczki T-kształtne	sterylne	pak. ind.	L300	100 szt.

Opis

Wykonane z polistyrenu (PS). Przeznaczone do wygładzania komórek na płytkach agarowych. Sterylne. Pakowane indywidualnie.

Wymiary (dł. x szer.): 171 x 36 mm.