



Termopara Typu T do Testo 108



Sonda temperaturowa – termopara typu T do termometru elektronicznego Testo 108. Mierzy temperaturę w zakresie od -50°C do 300°C w próbkach ciekłych i półstałych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2060	Termopara Typu T do Testo 108	0602 1080

Opis

Kompaktowa termopara typu T przeznaczona do termometru [Testo 108](#). Pozwala na pomiar temperatury z zakresu od -50°C do +300°C. W połączeniu z termometrem elektronicznym Testo 108 standardowa sonda penetracyjna umożliwia wykonywanie wiarygodnych i powtarzalnych, dokładnych pomiarów temperatury. Termopara ma końcówkę wykonaną ze stali nierdzewnej, umożliwiającą badanie próbek ciekłych i półstałych. Doskonale sprawdzi się w pomiarach z sektora przemysłu spożywczego, przetwórstwa i produkcji żywności lub w transporcie i magazynowaniu.

Sonda posiada kabel o długości ok. 1 m.

Dane techniczne

Dane techniczne	Termopara typu T do Testo 108
Długość	1120 mm z kablem
Długość próbника sondy	86 mm
Materiał	stal nierdzewna/GFK
Klasa ochrony	IP67

Dane techniczne	Termopara typu T do Testo 108
Kabel	1 m
Średnica końcówki pomiarowej	3 mm
Średnica próbника sondy	4 mm
Długość końcówki pomiarowej	20 mm
Częstotliwość pomiarów	2/s
Waga	36 g