



## Termopara Typu T do Testo 108-2



Sonda temperaturowa – termopara typu T do termometru elektronicznego Testo 108. Mierzy temperaturę w zakresie od -50 do 300 °C w próbkach ciekłych i półstałych. Próbник wykonany jest ze stali nierdzewnej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                          | Nr producenta |
|-----------|---------|--------------------------------|---------------|
|           | T-2061  | Termopara Typ T do Testo 108-2 | 0602 1081     |

### Opis

Kompaktowa sonda penetracyjna – termopara typu T kompatybilna z termometrem Testo 108-2. Końcówka pomiarowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Termopara wyposażona jest w kabel o długości ok. 1 metra. Wraz z termometrem elektronicznym Testo 108-2 pozwala na dokonywanie precyzyjnych i szybkich pomiarów temperatury próbek ciekłych lub półstałych w zakresie od -50 do 300°C.

Sonda penetracyjna Testo ułatwia kontrolę temperatury w procesach produkcji żywności, biotechnologii, przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Doskonale sprawdzi się również w transporcie i magazynowaniu materiałów wrażliwych na wahania temperatury.

### Dane techniczne

| Dane techniczne               | Termopara typu T do Testo 108-2 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Długość</b>                | 1120 mm z kablem                |
| <b>Długość próbника sondy</b> | 86 mm                           |
| <b>Materiał</b>               | stał nierdzewna/GFK             |
| <b>Klasa ochrony</b>          | IP67                            |

| Dane techniczne              | Termopara typu T do Testo 108-2 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kabel                        | 1 m                             |
| Średnica końcówki pomiarowej | 3 mm                            |
| Średnica próbника sondy      | 4 mm                            |
| Długość końcówki pomiarowej  | 20 mm                           |
| Częstotliwość pomiarów       | 2/s                             |
| Waga                         | 58 g                            |