



Licznik kolonii eCount™



Poręczny i praktyczny licznik eCount™ do zliczania i znakowania kolonii bakteryjnych. Zliczenie kolonii jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym bądź optycznym. Licznik kolonii posiada funkcję odliczania wstecz i w przód oraz przycisk blokujący funkcję zliczania (przydatny przy opisywaniu szalek).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0998	Pisak do zliczania kolonii

Opis

Poręczne, praktyczne i niewielkie urządzenie eCount™ (licznik kolonii), zasilane bateriami, przeznaczone do zliczania i znakowania kolonii bakteryjnych. Zliczenie kolonii jest każdorazowo potwierdzane sygnałem dźwiękowym bądź optycznym. Licznik posiada funkcję odliczania wstecz i w przód oraz przycisk blokujący funkcję zliczania (przydatny przy opisywaniu szalek). Zapamiętuje liczbę kolonii z maks. 32 płytek (posiada możliwość sumowania). Dostawa obejmuje pisak (licznik kolonii), statyw i baterię (CR 1220 3 V).

Markery permanentne [Sharpie B-6703](#) (śr. końcówki 0,5 mm) należy zamawiać osobno.