



Probówki do PCR SoftTubes[®] - 0,2 ml - płaska pokrywka

Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wymagana większa siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pokrywka	Kolor	Szt./Op.
	A-710920	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	bezbarwne	1000 szt.
	A-710921	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	czerwone	1000 szt.
	A-710922	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	niebieskie	1000 szt.
	A-710923	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	zielone	1000 szt.
	A-710924	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	żółte	1000 szt.
	A-710926	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	fioletowe	1000 szt.
	A-710928	Probówki SoftTubes	0,2 ml	płaska	różnokolorowe	5 x 200 szt.

Opis

Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wymagana większa siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNaz i RNaz. Pakowane w worku po 1000 sztuk.