




Końcówki kondukcyjne do systemów automatycznych - z filtrem



Wysokiej jakości jednorazowe końcówki do automatycznych systemów do pipetowania firmy Tecan Freedom EVO[®] i Flexible Channel Arm (FCA) dla serii Fluent[®]. Wyposażone w filtr dostarczane z certyfikatem zgodności. Opakowanie zawiera 2304 szt. pakowane 24 tacki po 96 szt.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Pakowane | Szt./Op. |
|---|----------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|  | 30000631 | Końcówki kondukcyjne z filtrem | 100-1000 µl | 24 tacki x 96 szt. | 2304 szt. |

Opis

Końcówki kondukcyjne do systemów automatycznych - z filtrem. Jednorazowe końcówki pakowane w blistry do stosowania z automatycznymi systemami do pipetowania Freedom EVO[®] i Flexible Channel Arm (FCA) dla serii Fluent[®]. Starannie zaprojektowane, są produkowane zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości. Wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. Końcówki są produkowane ze standardami czystości Tecan pure, każda partia końcówek jest testowana i certyfikowana, przez zewnętrzne akredytowane laboratorium. Certyfikat zgodności jest dołączany do każdego opakowania. Doskonale nadają się do stosowania w badaniach genetycznych i diagnostyce molekularnej. Pakowane po 2304 szt. 24 tacki po 96 szt.