



Adapter do magnetycznych systemów do filtracji qpore na butelki z gwintem GL45



Adapter do magnetycznych systemów do filtracji marki qpore. Pozwala na wykorzystywanie butelek z gwintem GL45 do zbierania filtratu. Pasuje do węży o średnicy wewnętrznej 4-8 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie
	8-3008	Adapter do gwintów GL 45	magnetyczny system do filtracji qpore

Opis

Adapter do magnetycznego systemu do filtracji na butelki GL45. Magnetyczne uchwyty do filtrów marki qpore są dostępne w dwóch możliwych wariantach. Do wyboru są systemy pasujące do butelek ze szlifem i do butelek z gwintem. To proste rozwiązanie pomaga dostosować [uchwyt przeznaczony butelek ze szlifem](#) do użytku z butelkami o standardowym gwincie GL45. Adapter jest odpowiedni dla węży o średnicy wewnętrznej 4-8 mm.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica szlifu	50 mm
Autoklawowalny	tak
Kolor	niebieski
Materiał	polipropylen (PP)
Wysokość	45 mm

Parametr	Wartość
Średnica wyjściowa	54 mm
Gwint	GL 45