



Pojedyncze probówki do PCR 0,2 ml

Probówki High Profile z zamknięciem Flat Optical Cap. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-712010	Probówki do PCR	0,2 ml	bezbabarwe	niesterylne	worek	1000 szt.
	A-712019	Probówki do PCR	0,2 ml	bezbabarwe	sterylne	worek	1000 szt.

Opis

Probówki High Profile z zamknięciem Flat Optical Cap. Wolne od DNaz i RNaz. Pakowane w worku po 1000 szt.