

Szalki do hodowli tkankowych



Orange Scientific

Wykonane z optycznie bardzo klarownego polistyrenu (PS). 4 wyczuwalne wypukłości na powierzchni sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza i szybsza, ułatwiając uniesienie całej szalki, a nie tylko samej pokrywki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Pow. wzrostu	Wysokość	Szt./Op.
	C-8111	Szalki do hodowli tkankowych	35 mm	8,50 cm ²	12,5 mm	25 x 20 = 500 szt.
	C-8112	Szalki do hodowli tkankowych	60 mm	21,2 cm ²	14,0 mm	50 x 10 = 500 szt.
	C-8113	Szalki do hodowli tkankowych	100 mm	87,8 cm ²	19,5 mm	30 x 10 = 300 szt.
	C-8114	Szalki do hodowli tkankowych	150 mm	135,5 cm ²	20,0 mm	20 x 5 = 100 szt.

Opis

Wykonane z optycznie bardzo klarownego polistyrenu (PS). 4 wyczuwalne wypukłości na powierzchni sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza i szybsza, ułatwiając uniesienie całej szalki, a nie tylko samej pokrywki.

Pozostałe cechy:

- gładka powierzchnia wzrostu,
- specjalne przygotowanie powierzchni, bez użycia chemikaliów,
- możliwość układania w stosy,
- sterylizowane promieniami gamma,
- wolne od DNA i RNA,
- poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml.