



Pojedyncze próbki do PCR 0,2 ml

High Profile, z zamknięciem Domed Optical Cap. Z matową powierzchnią zewnętrzną. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-712028	Probówki do PCR	0,2 ml	matowe, bezbarwne	worek	1000 szt.

Opis

High Profile, z zamknięciem Domed Optical Cap. Z matową powierzchnią zewnętrzną. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1.000 szt.).