



Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, pojemność 0,4 ml

Z pokrywką. Bez podziałki. Wolne od DNaz i RNaz. Długość: 5 cm (bez przykrywki: 4,6 cm).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane	Szt./Op.
	A-710090	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,4 ml	bezbarwne	worek	1000 szt.

Opis

Z pokrywką. Bez podziałki. Wolne od DNaz i RNaz. Długość: 5 cm (bez przykrywki: 4,6 cm).

Materiał: bezbarwny polietylen*

Opakowanie: w worku (1000 sztuk)

* bez możliwości autoklawowania, Low-Density-Polyethylen