



## Mikroprobówki o poj. 0,5 ml do zakrętek gwintowych - Brand



Probówki firmy Brand, z gwintem. Wykonane z PP. Z matowym polem do opisu. Samostojące. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do 121 °C. Autoklawowalne w 121°C pod ciśnieniem 2 bar.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                               | Nr producenta | Szt./Op.  |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|
|           | K-0351  | Mikroprobówki do zakrętek gwintowanych, poj. 0,5 ml | 780730        | 1000 szt. |

### Opis

Probówki firmy Brand, z gwintem. Wykonane z PP. Z matowym polem do opisu. Samostojące. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do 121 °C. Autoklawowalne w 121°C pod ciśnieniem 2 bar.

**Uwaga: probówki sprzedawane bez zakrętek! Kolorowe zakrętki (nr art. K-0350 i nast.) prosimy zamawiać osobno!**

Probówki tego typu są dostępne również w pojemnościach: 1,5 ml ([nr art. K-0357 i K-0358](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0359 i K-0360](#)).